





Brugervejledning

Brystproteser

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om brystproteser, som du har modtaget efter hospitalets ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Protesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Balance i kroppen efter brystoperation.

› Indikation

Brystproteser kan bruges, når det naturlige bryst er blevet helt eller delvist bortopereret, eller når brystet er formindsket f.eks. ved strålebehandling.

- Selvsiddende proteser erstatter hele det naturlige bryst og klæber direkte på huden.
- Løse proteser erstatter det naturlige bryst og lægges i en bh med lomme.

- Løse del- og skalproteser anvendes i tilfælde af brystbevarende operationer og efter stråling, for at give mere fylde til det behandlede bryst.
- Letproteser erstatter det naturlige bryst. Vejer ikke så meget og anvendes primært i forbindelse med aktiviteter i vand.

› Materialer

Silikone omgivet af en skal af polyurethanfolie alle hudtyper kan tåle.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Et til to år afhængig af kroppens varme.

Brug af produktet

› Påtagning

Lægges i lomme på bh eller klæbes direkte på kroppen.

› Aftagning

Løs protese tages blot ud af lommen i bh'en. Selvsiddende protese tages af ved træk fra midten af protesen.

› Pleje af huden

En creme uden parfume, farve eller konserveringsmidler eller efter råd fra hospitalet.

› Forandring af kroppen


Ved brystbevarende operation med efterfølgende strålebehandling kan brystet svinde en smule, og skalprotese anvendes. Ved bortoperation af bryst bliver der ubalance af kroppen, som skal udlignes med brystprotese.

› Vedligeholdelse

Vejledningsbeskrivelse følger med produktet.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.



› Ansøgningsregler

Som brystopereret har du ret til at få to brystproteser efter din operation – en til at have på og en til at skifte med. Hvis du er dobbelt opereret, har du ret til to proteser og to til skiftebrug. Derefter kan du få en ny protese om året, alt efter behov. Du kan også søge om brystvorter, specialproteser eller delproteser.

- Den første protese søger hospitalet for dig.
- De efterfølgende år søger du selv hos kommunens sagsbehandlere.
- Du får tilsendt bevillingen fra kommunen.
- Du medbringer bevillingen til en af vores klinikker
- Protoser bevilges efter servicelovens §112 om frit leverandørvalg.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Pas på med skarpe genstande; for eksempel en broche.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

› Bortskaffelse/returnering

Når brystprotesen ikke længere passer, eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva eller behandles som restaffald. Emballagen skal håndteres ifølge din lokale affaldssortering.

Følgende bortskaffelse/returnering er gældende:

- Kartonæsken sorteres som pap.
- Etuiet kan afleveres til genbrug eller sorteres som tekstilaffald.
- Plastikbakken sorteres som hård plast.
- En evt. papindsats sorteres som pap.
- Brugervejledninger sorteres som papir.
- Forsendelsesposen sorteres som blød plast.

